

## Важнейшие даты в истории OHAUS

1907

Карл и Густав Охаусы открывают мастерскую по ремонту весов в Нью-Джерси, США.



1912

Начало производства весов OHAUS Harvard Trip®. Эти весы очень быстро стали эталоном для оценки других моделей механических весов и остаются таковым по сей день.



1954

Начало выпуска трехрычажной модели весов Cent-O-Gram® с подвесной чашей.



1966

Представлены весы Dial-O-Gram Model® 1650. Победа в конкурсе журнала Product Engineering за 1966 год в номинации «Лучший дизайн».



1988

Представлены электронные весы с верхней загрузкой серии «Е» — первые в своем роде простые электронные весы, ставшие предшественником всех стандартных моделей, производимых сегодня.



1990

Ohaus Corporation входит в группу компаний МЕТТЛЕР ТОЛЕДО

1995

Представлены модели Voyager® и Explorer® — первые весы модульной конструкции.

2011

Весы OHAUS Explorer® выходят на мировой рынок.

2012

Запущены в производство Электрохимические приборы серии Starter®



2014

Запущены в производство полу-микро весы Explorer с 5-м знаком и новая серия весов Adventurer (AX)

2015

Запущены в производство центрифуги Frontier



2016

Запущены в производство обновленных платформенные весы серии Defender 2000 и новые портативные весы серии Scout



## Весы для лаборатории

### Гарантия точности в каждом процессе

- Оборудование OHAUS - это неизменно высокое качество, отличные метрологические характеристики и широкий модельный ряд приборов, обеспечивающих точные и воспроизводимые результаты измерений при проведении лабораторных и научных исследований. В ассортименте OHAUS представлены портативные весы, полумикровесы, аналитические и прецизионные весы, анализаторы влажности и pH-метры — приборы, способные решать любые задачи взвешивания и измерения в любом лабораторном процессе.



### OHAUS CORPORATION

Представительство в СНГ  
Россия, 101000, Москва  
Сретенский бульвар 6/1, офис 6  
Тел.: +7 (495) 621 4897  
Факс: +7 (499) 272 2274  
Продажи: ru.sales@ohaus.com  
Сервис: ru.service@ohaus.com  
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com  
Сайт в сети интернет: [www.ohaus-cis.ru](http://www.ohaus-cis.ru)



Представляем новые весы

## OHAUS EXPLORER® и ADVENTURER® Аналитические, прецизионные и с увеличенным НПВ



Аналитические весы Explorer с 5-м знаком и автоматическими дверцами



Весы Adventurer (AX) поддерживают несколько режимов калибровки



Весы Explorer с увеличенным НПВ

Мы делаем весы с 1907 года

Гениально практично

## Весы Explorer

НПВ : от 52 г до 10 кг

Дискретность: от 0,01 мг до 0,1 г

- Антистатическое покрытие стекол кожуха препятствует накоплению статических зарядов
- Электропривод боковых дверок и четыре бесконтактных датчика позволяют производить взвешивание «без рук».
- Подсветка защитного кожуха для работы в условиях слабой освещенности
- Наличие встроенного ионизатора (для некоторых моделей)
- Встроенный USB
- Цветной сенсорный дисплей 5,7 дюйма
- Русифицированное меню
- Функция AutoCal™ автоматически запускает процедуру калибровки весов при существенном изменении температуры, через каждые 11 часов или по нажатию кнопки на дисплее
- GLP/GMP



Подвижная верхняя крышка

Автоматические дверки

## Весы Adventurer

НПВ : от 120 г до 8200 г

Дискретность: от 0,1 мг до 0,1 г

- Возможность калибровки с использованием внешних гирь для тех, кто предпочитает традиционные методы калибровки
- Функция AutoCal™ автоматически запускает процедуру калибровки весов при существенном изменении температуры, через каждые 11 часов или по нажатию кнопки на дисплее
- Цветной сенсорный дисплей
- Русифицированное меню
- GLP/GMP
- 2 USB порта



Стабильность, точность и быстрое действие

## Весы Explorer с увеличенным НПВ

НПВ: от 12 кг до 35 кг

Дискретность: 0,1 г

- Время стабилизации - 1 секунда
- Два бесконтактных датчика в весовой платформе
- Модульная конструкция и цветной сенсорный дисплей
- Класс защиты IP54
- 2-D защита от механических ударов
- Встроенный крюк для взвешивания под весами
- Аккумуляторная батарея на 10 часов (опция)
- Роликовые опоры для легкого перемещения (опция)



Весы с увеличенным НПВ

IP54 корпус



Батарея 10 ч

Весы с роликовыми опорами и дисплеем на стойке (дополнительные принадлежности)