



Актуальные цены уточняйте у дилеров
или в представительствах Охаус

E2 OIML (ASTM 1)
1-ый разряд
по ГОСТ 8.021-2005
Используются для:
Весов I(спец) класса и
проверки гирь F1

Тестовая гиря для внешней калибровки весов.
Поставляется в индивидуальном пластиковом контейнере для хранения.
Материал исполнения – высококачественная нержавеющая сталь.

11117000	Гиря OIML E2	5g
11117001	Гиря OIML E2	10g
11117002	Гиря OIML E2	20g
11117003	Гиря OIML E2	50g
11117004	Гиря OIML E2	100g
11117005	Гиря OIML E2	200g

F1 OIML (ASTM 2)
2-ой разряд
по ГОСТ 8.021-2005
Используются для:
Весов I(спец) и II класса
точности, а также
проверки гирь F2

Тестовая гиря для внешней калибровки весов.
В конструкции гири предусмотрена подгоночная полость.
Поставляется в индивидуальном пластиковом контейнере для хранения.
Материал исполнения – высококачественная нержавеющая сталь.

11117035	Гиря OIML F1	1g
11117036	Гиря OIML F1	2g
11117037	Гиря OIML F1	5g
11117038	Гиря OIML F1	10g
11117039	Гиря OIML F1	20g
11117040	Гиря OIML F1	50g
11117041	Гиря OIML F1	100g
11117042	Гиря OIML F1	200g
11117043	Гиря OIML F1	500g
11117044	Гиря OIML F1	1kg
11117045	Гиря OIML F1	2kg
11117046	Гиря OIML F1	5kg
11117047	Гиря OIML F1	10kg

M1 OIML
4-ый разряд
по ГОСТ 8.021-2005
Используются для:
Весов III класса
точности, а также
проверки гирь M2 и M3

Тестовая гиря для внешней калибровки весов.
В конструкции гири предусмотрена подгоночная полость.
Поставляется в индивидуальном пластиковом контейнере для хранения.
Материал исполнения – высококачественная нержавеющая сталь.

11117141	Гиря OIML M1	1g
11117142	Гиря OIML M1	2g
11117143	Гиря OIML M1	5g
11117144	Гиря OIML M1	10g
11117145	Гиря OIML M1	20g
11117146	Гиря OIML M1	50g
11117147	Гиря OIML M1	100g
11117148	Гиря OIML M1	200g
11117149	Гиря OIML M1	500g
11117150	Гиря OIML M1	1kg
11117151	Гиря OIML M1	2kg
11117152	Гиря OIML M1	5kg
11117153	Гиря OIML M1	10kg

M3 OIML
4-ый разряд
по ГОСТ 8.021-2005
Используются для:
Весов III класса
точности

Тестовая гиря для внешней калибровки весов.
В конструкции гири предусмотрена подгоночная полость.
Поставляется в индивидуальном пластиковом контейнере для хранения.
Материал исполнения – высококачественная нержавеющая сталь.

11117206	Гиря OIML M3	1g
11117207	Гиря OIML M3	2g
11117208	Гиря OIML M3	5g
11117209	Гиря OIML M3	10g
11117210	Гиря OIML M3	20g
11117211	Гиря OIML M3	50g
11117212	Гиря OIML M3	100g
11117213	Гиря OIML M3	200g
11117214	Гиря OIML M3	500g
11117215	Гиря OIML M3	1kg
11117216	Гиря OIML M3	2kg
11117217	Гиря OIML M3	5kg
11117218	Гиря OIML M3	10kg